


AUTORIZADOR – BIOMETRIA

Instalação e ativação da funcionalidade





Instalação – Aplicação do Serviço Biométrico Benner

Realizar a instalação do aplicativo “Serviço Biométrico Benner”. Essa aplicação deve ser instalada para habilitar a captura pelo leitor biométrico.



Link para download: <https://unimed.me/e8c9wp>



Instalação – Extensão do Serviço Biométrico Benner

Realizar instalação da extensão para Google Chrome do Serviço Biométrico Benner.



Serviço Biométrico Benner



Usar no Chrome

5,0 ★ (4 notas)

Extensão

DevTools

900 usuários





Verificar se o ícone do serviço se encontra na seção de extensões do Google Chrome

Link para download: <https://unimed.me/umr64n>


Instalação – Driver do leitor biométrico

O leitor biométrico disponibilizado aos prestadores de serviço pela Unimed Extremo Sul é o Driver Finger (BIOFII-S174). Para que a biometria funcione, a estação de trabalho deve ter o driver desse periférico de captura instalado.



Link para download: <https://unimed.me/cdltrd>

Resultado



Ao clicar sobre a extensão do Google Chrome, uma janela suspensa com o botão “Conectar” será aberta.

Ao clicar sobre esse botão, a mensagem que deve ser retornada é seguinte:

“Conexão estabelecida:
A versão do aplicativo é: **1.0.0.4**”

Obrigado

Unimed Extremo Sul

Setor de Tecnologia da Informação

Dúvidas podem ser encaminhadas pelos canais abaixo:



suporte@unimedextremosul.com.br



[+55 73 9864-3085 ou escaneie o QRCode →](https://api.whatsapp.com/send?phone=557398643085)

